



পর্যবেক্ষণের জন্য নির্দেশিকা

একটি স্লাইডের চারপাশে ঘুরতে, আঙুলগুলি পছন্দসই দিকে চাপুন এবং সরান (নীচে " পাশাপাশি গতিবিধি" এবং " উপর-নীচে গতিবিধি" দেখুন)। ফোকাস সামঞ্জস্য করতে, ফোকাস র‍'যাম্পকে পাশ থেকে অন্য দিকে সরান। লেন্স যখন নমুনা থেকে যথাযথ দূরত্বে থাকবে তখন ভালো ভাবে দেখা যাবে।



এটি প্রত্যেকের চোখের উপর নির্ভর করে আলাদা হয়।

টিম।GEM IISER কলকাতার পক্ষ থেকে ভালোবাসার উপহার। আমরা আশা করি আপনি এটি উপভোগ করবেন এবং এটি চারপাশের আণুবীক্ষণিক জগৎ সম্পর্কে কৌতূহল তৈরি করবে।